

Nr spr. DZ/DZ-072-197/26

Gliwice dn. 05.10.2026 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowe nr DZ/DZ-072-197/2026 z dnia 30.09.2026 r. na sukcesywne dostawy przez okres 36 miesięcy glukometrów wraz z kompatybilnymi paskami oraz płynem kontrolnym dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego oddziału w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/wym. zapytania cenowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści glukometry o pamięci wynoszącej 360 wyników?

W warunkach pracy Zamawiającego glukometry są wykorzystywane przez wielu pacjentów, co powoduje, że zapisywane w pamięci urządzenia wyniki nie są przypisane do konkretnych osób. W konsekwencji rozbudowana pamięć urządzenia ma ograniczoną wartość praktyczną. Dodatkowo, analiza dużej liczby historycznych wyników, bez możliwości ich jednoznacznej identyfikacji, nie wnosi istotnych korzyści klinicznych, a może jedynie wydłużać czas przeglądania danych.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie glukometrów o pamięci 360 wyników, jako rozwiązania w pełni wystarczającego do bieżącej pracy i zgodnego z rzeczywistymi potrzebami użytkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza glukometry o pamięci wynoszącej 360 wyników.

Pytanie 2

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie pasków testowych z czasem pomiaru równym 5 sekund. Zwracamy uwagę na fakt, że czynności związane z przygotowaniem każdego kolejnego pacjenta do badania, pobraniem krwi i prawidłowym wprowadzeniem próbki krwi na pasek oraz odczytem i rejestracją wyniku trwają łącznie wielokrotnie dłużej niż sam czas pomiaru, zatem dla pracy personelu wykonującego pomiar nie ma większego znaczenia fakt, że czas pomiaru wynosi 5 sekund zamiast 4 sekund.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza paski testowe z czasem pomiaru wynoszącym 5 sekund.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych z polem absorpcji na kontrastowo oznaczonym wycinku szerokości paska testowego. Konstrukcja kapilary z polem absorpcji na całej szerokości paska jest związana z szeregiem niedogodności, takich jak:

- a) Krople krwi mogą się rozlewać: Jeśli pasek testowy jest zbyt szeroki, może to prowadzić do trudności w precyzyjnym nałożeniu próbki, a także do rozlewania się krwi poza obszar przeznaczony do reakcji, co może skutkować błędnymi wynikami pomiaru.
- b) Zwiększona trudność w kontroli jakości: Przy stosowaniu próbki na całej szerokości paska trudniej jest zapewnić równomierność rozprowadzenia krwi po pasku, co może prowadzić do różnic w wynikach pomiarów. Konieczne może być bardziej precyzyjne zarządzanie jakością pasków testowych.
- c) Ryzyko zanieczyszczenia próbki: Większa powierzchnia kontaktu z krwią może prowadzić do łatwiejszego zanieczyszczenia paska testowego, co utrudniałoby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pasków testowych z polem absorpcji na kontrastowo oznaczonym wycinku szerokości paska testowego.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pasków testowych, których termin przydatności po pierwszym otwarciu fiolki wynosi 6 miesięcy, przy zachowaniu terminu ważności określonego przez producenta. Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający przewiduje zakup około 500 000 pasków testowych, co odpowiada 10 000 opakowań po 50 szt., a więc paski będą zużywane w bardzo krótkim czasie od otwarcia. W praktyce wymóg zachowania ważności do daty nadrukowanej na opakowaniu nie przynosi Zamawiającemu dodatkowych korzyści użytkowych przy tak dużym zużyciu. Jednocześnie deklarujemy nieodpłatną wymianę każdego otwartego opakowania pasków, które utraci ważność przed całkowitym zużyciem przez Zamawiającego. Dopuszczenie powyższego rozwiązania zwiększy konkurencyjność postępowania bez pogorszenia bezpieczeństwa i jakości wykonywanych badań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza paski testowe, których termin przydatności po pierwszym otwarciu fiolki wynosi 6 miesięcy, przy zachowaniu terminu ważności określonego przez producenta.

