

Nr spr. DZ/DZ-072-194/26

Gliwice dn. 01.10.2026 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowe nr DZ/DZ-072-194/2026 z dnia 28.09.2026 r. na sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy końcówek do pipet automatycznych z filtrem 1000µl Low retention uniwersalnych, sterylnych w pudełkach dla Zakładu Patologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/wym. zapytania cenowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Do jakich pipet automatycznych mają być kompatybilne końcówki?

Odpowiedź: Pipety automatyczne Eppendorf Research plus oraz Eppendorf Reference, w mniejszym zakresie pipety Medlab Products ML PETTE-V.

Pytanie 2

Na rynku dostępne są końcówki do pipet w dwóch podstawowych wariantach długości: krótkie (ok. 75 mm) oraz długie (ok. 88 mm). Kończówki długie są szczególnie zalecane do pracy z materiałem biologicznym, w tym kwasami nukleinowymi, ponieważ dzięki większej długości ograniczają ryzyko kontaktu pipetora z próbką oraz zmniejszają ryzyko kontaminacji podczas wykonywania precyzyjnych procedur laboratoryjnych. Kończówki krótkie znajdują natomiast zastosowanie głównie w rutynowych pracach laboratoryjnych. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju końcówek wymaga Zamawiający – krótkich (ok. 75 mm) czy długich (ok. 88 mm)?

Odpowiedź: Do reakcji RT PCR celem oznaczania genomu wirusa HR HPV preferujemy dłuższe końcówki długości 88mm (+/- 2mm).

